



## Korrekte Handhabung & Versand von Fruchtwasser, fetalem Pleuraerguss & fetalem Urin

**Direktorin:**  
Prof. Dr. med. Anita Rauch  
FMH & FAMH Medizinische Genetik  
**Abteilungsleiterin:**  
PD Dr. phil. Beatrice Oneda  
FAMH Medizinische Genetik  
Chromosomen Diagnostiklabor  
**Labormanagerin:**  
Prof. Dr. Alessandra Baumer-Wolz  
Molekulares Diagnostiklabor

<b>Patientenvorbereitung:</b>	Keine spezielle Vorgabe.
<b>Patienteninformation:</b>	Führen Sie eine genetische Beratung gemäss Gendiagnostikgesetz durch und füllen Sie anschliessend mit der Patientin das Anmeldeformular aus, inklusive erforderlichen Unterschriften.
<b>Probengefäss:</b>	Sterile Rundbodenröhrchen. Diese können bei uns bestellt werden* <sup>1</sup>
<b>Probenmaterial:</b>	Fruchtwasser oder fetaler Pleuraerguss oder fetaler Urin
<b>Benötigtes Probenvolumen:</b>	12-20 ml
<b>Entnahmeprozedere:</b>	Punktion gemäss Ihren Richtlinien durchführen und Material steril in ein mit Etikette beschriftetes (Vorname, Name, Geburtsdatum der Patientin) Rundbodenröhrchen einfüllen.
<b>Der Rückversand:</b>	<p><b>Das Untersuchungsmaterial sollte <u>am Tag der Probenentnahme eintreffen spätestens bis 16:30 Uhr, von Montag bis Freitag an folgender Adresse:</u></b></p> <p><b>Institut für Medizinische Genetik – UZH</b> <b>Probeneingang</b> <b>Wagistrasse 12</b> <b>8952 Schlieren</b></p>
<b>Versandhinweis:</b>	Versand bei Raumtemperatur. Bei Abnahme am Abend kann die Probe über Nacht im Kühlschrank bei +4°C gelagert und sollte am nächsten Tag sofort versandt werden. <u>Ausnahmen bitte telefonisch anmelden und besprechen.</u>
<b>Dauer der Untersuchung:</b>	-In der Regel- <b>Schnell-Test:</b> 1-3 Tage   <b>Chromosomale Mikroarrayanalyse &amp; Standard-Karyotyp:</b> ca. 7-15 Arbeitstage   <b>Mutationscreening-NGS:</b> ca. 10-20 Arbeitstage
<b>Kontakt:</b>	<b>zuweisung@medgen.uzh.ch   Tel. +41 44 556 33 00</b> <b>Ansprechpartner bezüglich labortechnischer Fragen:</b> PD Dr. phil. Beatrice Oneda – CD-Labor <b>Bezüglich medizinischer Handlungsempfehlungen:</b> Prof. Dr. med. Anita Rauch

\*<sup>1</sup> Inhalt des Fruchtwasser-Entnahmesets:

1. Steriles Rundbodenröhrchen + Verpackungsmaterial + Etiketten
2. Anmeldeformular – nur zur downloaden auf: [medgen.uzh.ch/anmeldeformulare](https://medgen.uzh.ch/anmeldeformulare)
3. Dieser Anleitung

